

AB-20

HEMOSCALE Modelo AB-20

Hemoscale modelo AB-20 es un dispositivo de recolección de sangre que combina funciones de balanza y mezclador.



Funcionamiento Con Baterías Para Uso Portátil

Batería recargable integrada permite al AB-20 operar durante 10 horas sin ninguna fuente de alimentación. Capacidad de la batería restante se muestra en la pantalla todo el tiempo.

Funciones de lectura de código de barras

Interfaz RS232 está instalado para la conexión de lector de código de barras y asiste a diversos tipos de entrada rápida y fácil de datos al AB-20.

Operaciones simplificadas

Dos valores preestablecidos se pueden programar para una rápida selección del volumen de recolección de sangre.

Capacidad De Gestión De Datos Flexible - RS485

El AB-20 es compatible con cualquier método de administración de datos. Se puede personalizar con un programa de configuración simple en el computador y almacena hasta 1000 datos de donaciones.



AB-20

Especificaciones Técnicas

Electricidad requerida	115/230 VAC – 14 VDC/600 mA
Batería	Incluida 12 VDC/3.5 AH
Consumo de electricidad	Max. 10 VA
Tiempo de funcionamiento continuo por batería	10 horas
Precisión	<1% of max. peso \pm 1 mL
Rango de medida	Up to 999 mL
Rango de peso	0-600g
Condición de mezcla	Movimiento de subibaja en 16 ciclos/min.
Alarmas	Bateria baja, Peso Bajo, Peso Alto, Error de Peso, Error de Programación, Error Motor, Error Memoria, Flujo de Sangre Anormal, Error de Entrada de Datos, Tiempo Terminado, Error de Hora
Interfaces	RS232 para programación del computador para el Lector de Código de Barras RS485 para el cable de la red 6/6 Modular para visión externa (opcional)
Opcional	Código de Barras
Condiciones de operación	10~40°C, Humedad Relativa 10~95% (no condensación)
Condiciones del almacenamiento	-40~70°C, Humedad Relativa 10~95% (no condensación)
Dimensiones	290 (W) X 253 (D) 150 (H) mm
Peso	4.8 kg (incluyendo la batería)
Tipo de protección eléctrica	Clase II tipo B
Cumplimiento	EN60601-1, EN60601-1-2



Llámenos para mas información o contacte a su distribuidor local

Copyright* 2011 JMS North America Corporation. All rights reserved.

BRO/AB20-S/001

JMS NORTH AMERICA CORPORATION

OFICINA PRINCIPAL

22320 Foothill Blvd., Suite 350
Hayward, CA 94541, U.S.A.
Telf: +1-510-888-9090
Fax: +1-510-888-9099
NA: customerservice@jmsna.net

OFICINA DE VENTAS

480 Sawgrass Corporate Pkwy, Ste 120
Sunrise, Florida 33325, U.S.A.
Telf: +1-954-689-9280
Fax: +1-954-689-9289
LatAm: ventas@jmsna.net

Distribuidor

--