

AB-20

HEMOSCALE Modelo AB-20

O HEMOSCALE modelo AB-20 é um equipamento para coleta de sangue que combina as funções de balança e homogeneizador.



Operação da Bateria para o Uso Portátil

A bateria interna permite que o AB-20 opere por 10 horas sem nenhuma fonte de alimentação. A carga da bateria é mostrada no display o tempo todo.

Leitura de Código de Barras

A interface RS232 é instalada para a conexão do leitor de código de barras, que auxilia na inserção de dados para o AB-20 de forma rápida e fácil.

Operação Simplificada

Podem ser programados dois valores pré-definidos para escolha rápida do volume de sangue a ser coletado. Pressionando somente a tecla START, o AB-20 inicia e termina automaticamente a coleta de sangue.

Flexibilidade no Gerenciamento de Dados - RS485

O AB-20 é compatível com qualquer sistema de gerenciamento de dados da coleta de sangue. Com uma simples configuração no computador, o AB-20 pode ser personalizado.



AB-20

Especificações Técnicas

Voltagem	115/230 – 14VDC/600 mA
Bateria interna	12 VDC/3.5 AH
Consumo de energia	Máx. 10 VA
Duração da bateria	10 horas
Precisão	<1% peso máximo +/- 1 mL
Faixa de medição	Até 999 mL
Escala da tara	0 ~ 600 g
Homogeneização	Movimento gangorra de 16 ciclos/min
Alarmes	Bateria fraca, Baixo peso, Peso alto, Erro de tara, Erro de instalação, Erro no motor, Erro de memória, Fluxo sanguíneo anormal, Erro na inserção de dados, término da coleta, hora errada
Interfaces	RS232 para programação com PC/leitura de código de barras RS485 para cabo de rede 6/6 Modular para visor externo (opcional)
Opcional	Leitor de código de barras
Condições de operação	10 ~ 40oC, umidade relativa 10 a 95%
Condições de armazenamento	-40 ~ 70oC, umidade relativa 10 a 95%
Dimensões	290 (largura) X 253 (profundidade) X 150 (altura) mm
Peso	4.8 Kg (incluindo a bateria)
Dispositivo de proteção anti-choque	Classe II, tipo B
Padrões de conformidade	EN60601-1, EN60601-1-2



**Para mais informações
entre em contato com seu
distribuidor local**

Copyright* 2011 JMS North America Corporation.
All rights reserved.

BRO/AB20-P/001

JMS NORTH AMERICA CORPORATION

ESCRITÓRIO PRINCIPAL

22320 Foothill Blvd., Suite 350
Hayward, CA 94541, U.S.A.

Tel: +1-510-888-9090

Fax: +1-510-888-9099

NA: Customerservice@jmsna.net

VENDAS E MARKETING

480 Sawgrass Corporate Pkwy, Ste 120
Sunrise, Florida 33325, U.S.A.

Tel: +1-954-689-9280

Fax: +1-954-689-9289

LatAm: ventas@jmsna.net

Distribuidor

--